

مقدمه :

Alpha-Classic یک اتوآنالایزر بیوشیمی :

در یک اتوآنالایزر، نمونه و معرف توسط سوزنهای مربوطه در یک یا دو بازو مکیده می شود. در این دستگاه معمولاً مکش توسط دو سرنگ همپلتون در دو سایز مختلف انجام می گیرد. یک سرنگ با حجم کم برای نمونه (در Alpha-Classic سرنگ 50 λ) و یک سرنگ با حجم بالا برای Reagent (در Alpha-Classic سرنگ 500 λ). در Alpha-Classic برای هر تست ابتدا Reagent مربوطه در یکی از خانه های Tray توسط بازوی Reagent و با برگشت سرنگ همپلتون به موقعیت صفر ریخته می شود، در فاصله بین ریختن محلولها، Tray چرخیده و در صورت نیاز تست به Reagent Blank، کووت مربوطه در مقابل فتومتر قرار گرفته و بلائک می شود. در مرحله بعد نوبت اضافه کردن سرم و مخلوط کردن است که توسط سوزن سرم، با برگشت سرنگ همپلتون به موقعیت صفر، نمونه خالی شده و با حرکت سوزن نمونه (stirrer) در داخل کووت، نمونه و Reagent مخلوط می شوند. (زمان و سرعت stirrer برای تستهای مختلف بر اساس روش و حجم نمونه متفاوت است که تنظیمات آن در setting دستگاه از قبل اعمال شده و قابل تنظیم می باشد). پس از این مرحله بسته به زمان یا زمانهای انکوباسیون، دستگاه کووت را در مقابل فتومتر قرار داده و خوانشهای OD را انجام می دهد. این OD های خوانده شده برای PC ارسال گردیده و محاسبات برای بدست آوردن غلظت در نرم افزار مربوطه در PC انجام می گیرد.

در بین هر مکش انجام شده توسط سوزنهای سرم و Reagent مسیر جاری سوزنها توسط شیرهای الکترونیکی مخصوص (سولونوئیدوالو) عوض شده و با پمپاژ آب مقطر به داخل شیلنگها، سوزن و قسمتهایی از شیلنگ که آلوده به سرم و Reagent است شسته می شود. و مجدداً برای مکشهای بعدی مسیر جاری بر روی سرنگهای همپلتون قرار داده می شود.

شستشوها در Alpha-Classic در حین Run، تماماً توسط آب مقطر انجام می گیرد ولی در پایان روز کاری می بایست توسط محلول clean و با دستورهای Serum wash و Reagent wash مسیرها شسته شود. با این عمل از آلودگی و رسوب احتمالی در مسیرها در دراز مدت جلوگیری خواهد شد.

Alpha-Classic اتوآنالایزر است Random access با سرعت تعریفی 230 تست در ساعت و سرعت عملیاتی حدود 180 تست در ساعت. (سرعت تعریفی بر اساس زمان هر Dispensing سرم، معرف و مخلوط کردن آنها محاسبه می گردد. که در تمامی اتوآنالایزرها این عدد به عنوان سرعت دستگاه اعلام می شود. ولی سرعت عملیاتی، زمانی است که در آزمایشگاه با ترکیبی از تستهای روتین، زمانهایی هم برای خوانش OD صرف می شود و سرعت واقعی کمتر از سرعت تعریفی خواهد شد.)

Alpha-Classic دارای دو بازوی مجزا برای نمونه و معرف است. سینی واکنش دستگاه 120 خانه بوده و پس از پرس شدن می بایست از

دستگاه خارج شده و شستشو خارج دستگاه انجام گیرد. سینی جدید جایگزین شده و کار ادامه می یابد. در هر سینی معرف 21 محل برای معرفهای مختلف وجود دارد و امکان تعریف 5 سینی معرف مختلف در نرم افزار پیش بینی شده است. محل قرارگیری سرمها در سینی سرم 30 محل است ولی در نرم افزار برای هر *worklist* تا 60 بیمار می توان تعریف نمود. البته در هر Run کاری تا 120 مریض می توان تعریف نمود. شستشوی سوزنها بوسیله آب مقطر انجام می گیرد. آب مقطر از طریق تانک آب پشت دستگاه و توسط دو پمپ متصل به آن به سوزنها و *washing well* ها منتقل می شود. شستشو در محل *washing well* ها و پس از هر *Dispensing* انجام می گیرد. فتومتری **Alpha-Classic** در خود سینی واکنش صورت می گیرد. (بر خلاف بعضی از دستگاهها که این کار در فلوسل انجام می گیرد، چنین دستگاههایی سرعت بسیار پایینی دارند.)

بیوشیمی در آزمایشگاه تشخیص طبی :

مبحث بیوشیمی یکی از مباحث مهم و پایه ای آزمایشگاه است. ولی معمولاً به نظر می رسد که کارشناسان آزمایشگاههای تشخیص طبی اهمیت کمتری به این مبحث می دهند و اکثراً معتقدند که تستهای بیوشیمی طبق آنچه در بروشور کیتها آمده، انجام می گیرد و خیلی نیاز به بررسی و تحلیل تستها نیست و کار روتین آزمایشگاه احتیاجی به تسلط علمی به مباحث مختلفی مثل روشهای اندازه گیری، نوع خوانش دستگاهها، فرمولهای محاسباتی، حساسیتهای کیتها و روشهای مختلف و.. نیست. ولی بر خلاف این نظریه اشتباه، بیوشیمی از بخشهای بسیار مهم و اساسی آزمایشگاه بوده و تواناییهای علمی و تجربی یک کارشناس زبده، همراه با استفاده از دستگاههای خوب، دقیق و کالیبر شده در صحت و دقت جوابهای بدست آمده بسیار حائز اهمیت است.

اندازه گیری در بیوشیمی

روشهای بیوشیمی عمدتاً بر پایه فتومتری (نورسنجی) بوده و دستگاههای اندازه گیری این بخش شامل اسپکتروفوتومتر، فیلترفتومتر و اتوانالایزر با بدست آوردن OD های نمونه ها، ما را به غلظت ماده مجهول می رسانند. (محاسبه غلظت با استفاده از نمونه استاندارد و فاکتور) اسپکتروفوتومترها و فیلتر فتومترهای قدیمی معمولاً تنها OD را اعلام می کنند ولی در نمونه های جدیدتر که اکثراً هم فیلتر فتومتر هستند با استفاده از امکانات نرم افزاری محاسبه غلظت در روشهای مختلف توسط خود دستگاه انجام می گیرد. همچنین با اضافه شدن انکوباتور 37 درجه و قابلیت وارد کردن زمان و تعداد خوانش ها در برنامه ها، روشهای خوانش **Kinetic** هم توسط دستگاههای فتومتر جدید قابل انجام است. در این دستگاهها **Sampling** سرم و معرف، مخلوط کردن و بقیه موارد کاری توسط اپراتور انجام گرفته و در نهایت با قرار دادن در فتومتر (بصورت مکش یا استفاده از کووت) خوانش OD انجام می گیرد و

در دستگاههای جدیدتر محاسبه غلظت هم توسط سیستم صورت می گیرد. ولی در یک دستگاه اتوآنالایزر تمامی مراحل فوق توسط دستگاه انجام گرفته و در نهایت جواب غلظت اعلام می گردد. اتوآنالایزر بیوشیمی بدلیل انجام اتوماتیک روند تست، دقت بسیار بالاتری نسبت به روشهای دستی دارد. علاوه بر آن سرعت بیشتر و امکانات متنوع تری برای آزمایشگاه فراهم می نماید. قابلیت های نرم افزاری و امکانات سخت افزاری دقیق دستگاههای اتوآنالایزر توانایی های مثبتی به بخش بیوشیمی آزمایشگاه ارائه می نماید. مانند:

1- دقت و صحت بالاتر جوابها

- Sampling دقیق تر
- خوانش های دقیق تر
- امکان خوانش ها به تعداد بیشتر
- امکانات نرم افزاری در محاسبات دقیق و امکان جلوگیری بسیاری از خطاها

2- سرعت بیشتر جوابدهی

- یک اتوآنالایزر با امکان خوانش در سینی واکنش (ونه در فلوسل) بسیار سریعتر از روشهای دستی است.
- در یک اتوآنالایزر *Random access* با امکان انجام تستها به صورت بیمار به بیمار، جواب هر بیمار به ترتیب اولویت پذیرش آماده شده و می توان سریعا جوابها را به بیمار تحویل داد. علاوه بر آن چنین دستگاهی امکان نمونه های اورژانسی را نیز داراست.

3- کنترل و بررسی بهتر و کاملتر جوابها

- امکانات نرم افزاری کامل برای کنترل کیفی، یکی از مواردی ایست که صحت عملکرد بخش بیوشیمی را تحت کنترل دارد و در دستگاههای جدید و با استفاد از نرم افزارهای تحت ویندوز این قابلیت به شدت افزایش یافته است که البته بسته به نوع طراحی، این امکان در سیستمهای مختلف شکلهای متفاوتی دارد.
- در *Alpha-Classic* یکی از کاملترین نرم افزارهای کنترل کیفی طراحی شده و در عین حال نوع دسترسی و کار با این بخش نرم افزار بسیار راحت و کاربردی ارائه گردیده است.
- امکان بررسی منحنی خوانشها
- امکان کنترل تک تک خوانشهای انجام شده

روشهای بیوشیمی :

در *Alpha-Classic* روشهای بیوشیمی در تعریف تستها تحت 5 عنوان مختلف ارائه گردیده است .

<i>Sample Blank</i> (6)	<i>Endpoint</i> (1)
<i>Double Reading</i> (7)	<i>Endpoint</i> (2) (2)
	<i>Differential</i> (3)
	<i>Kinetic</i> (4)
	<i>Delta</i> (5)

Endpoint -1

در این روش پس از ترکیب سرم و معرف طی یک سری واکنش شیمیایی ، یک کمپلکس رنگی بوجود خواهد آمد که در طی زمان انکوباسیون مشخصی که توسط سازنده کیت تعیین شده ، رنگ بوجود آمده به حداکثر خود رسیده و ثابت خواهند ماند.

نقطه صفر دستگاه *Reagent Blank* بوده و *OD* نهائی پس از زمان انکوباسیون خوانده می شود. (البته در اتوآنالایزر در هر مرحله چند خوانش صورت گرفته و میانگینها در محاسبات نهائی در نظر گرفته می شود)

تمامی آزمایشات *Endpoint* احتیاج به کالیبراسیون دارند (با نمونه کالیبراتور یا استاندارد)

هدف از کالیبراسیون بدست آوردن نسبت مناسب (فاکتور کالیبراسیون یا *Fact*) بین *OD* اندازه گیری شده و غلظت می باشد.


$$Fact = \frac{\text{غلظت استاندارد یا کالیبراتور}}{OD \text{ استاندارد یا کالیبراتور}}$$

محاسبه فاکتور طبق فرمول :

$$C = OD \text{ نمونه} \times Fact$$

و محاسبه غلظت :

مثالهای تست *Endpoint*: تستهای گلوکز ، کلاسترول ، تری گلیسیرید ، کلسیم ، فسفر ، آلبومین ، توتال پروتئین ، منیزیم و....



Endpoint (2) -2

مکانیسم این روش دقیقاً مشابه Endpoint است با این تفاوت که بجای یک معرف ، دو معرف دارد . در مرحله اول معرف شماره یک ریخته شده به آن نمونه اضافه می گردد پس از یک زمان انکوباسیون مشخص ، معرف دوم اضافه می شود . رنگ واکنش پس از اضافه شدن معرف دوم ایجاد می گردد و پس از زمان انکوباسیون دوم دقیقاً مشابه روش قبلی خوانده شده و محاسبات صورت می گیرد .


مثالهای تست Endpoint (2): تست اسیداوریک (شرکت پارس آزمون)

Differential -3

این روش هم نمونه ای از تستهای Endpoint است . این مد در Alpha-Classic برای تستهایی در نظر گرفته می شود که احتیاج به سرم بلانک دارند . در بعضی از تستها رنگ نمونه به مقدار قابل توجهی در OD نهایی در طول موج بکار رفته ، تاثیر می گذارد . این تاثیر می تواند ناشی از همولیز ، یرقان ، هیپرلیپمی و... باشد . در این روش با اندازه گیری جداگانه OD سرم بلانک و OD نهایی واکنش و کسر این دو از یکدیگر ، OD حاصل از واکنش در نقطه Endpoint بدست می آید و مشابه روش Endpoint ملاک محاسبه غلظت قرار می گیرد.

$$C = (OD_T - OD_B) \times \text{Fact}$$

مثالهای تست differential: تستهای آهن ، بیلی روبین توتال و دایرکت ، HDL مستقیم ، LDL مستقیم



Kinetic -4

در روش *Kinetic* که معمولا برای اندازه گیری میزان فعالیت آنزیمها بکار می رود بر خلاف 3 روش قبلی ، میزان تغییرات *OD* واکنش در زمانهای مشخصی اندازه گیری شده و با محاسبه میزان تغییرات در واحد زمان (سرعت واکنش) و ضرب آن در یک فاکتور ، میزان فعالیت آنزیم محاسبه می گردد.


$$\text{سرعت واکنش} \quad \Delta OD / \text{min} = \Delta OD / \Delta T$$

$$\text{میزان فعالیت آنزیم} = \Delta OD / \text{min} \times \text{Fact}$$

عدد فاکتور در تستهای *Kinetic* محاسباتی است و توسط شرکتهای سازنده کیت اعلام می گردد و در آزمایشگاهها با استفاده از نمونه های کالیبراتور و کنترل در صورت نیاز، تغییرات محدودی بر روی فاکتور اعمال می گردد .

مثالهای تست *Kinetic*: تستهای *ALT* ، *AST* ، *ALP* ، *ACP* ، *LDH* ، *CPK* ، *CK-MB* و

همانطور که گفته شد در روش *Kinetic* تغییرات *OD* اندازه گیری می شود که این تغییرات در تستهای مختلف به دو صورت صعودی و نزولی ممکن است دیده شود . در تستهایی مثل *ALT* ، *AST* و *LDH* *OD* اولیه معمولا یک *OD* بالای عدد یک است و با اضافه شدن سرم به معرف *OD* روند کاهشی می یابد در صورتیکه تستهایی مثل *ALP* و *CPK* عکس این روند را دارند و تغییرات *OD* صعودی می باشد .




5-Delta :

در این روش هم میزان تغییرات OD در یک فاصله زمانی مشخص سنجیده می شود. البته در این روش اندازه گیری OD تنها در دو نقطه زمانی مشخص صورت گرفته و این تفاوت که معمولا در واحد زمان (دقیقه) بدست می آید در فاکتور ضرب شده و عدد غلظت بدست می آید. این روش در دستگاهها و مراجع دیگر با نام *twopoint* یا *Fixtime* نیز آمده است. در این روش هم احتیاج به کالیبراسیون برای محاسبه غلظت داریم.

$$Fact = \frac{\text{غلظت استاندارد یا کالیبرا تور}}{\Delta OD / \text{min استاندارد یا کالیبرا تور}}$$

$$C = \Delta OD / \text{min} \times Fact$$

مثالهای تست *Delta*: اوره و کراتی نین. که در تست اوره روند OD کاهشی و در کراتی نین افزایشی است.



6-Sample Blank -

این روش همانند روش *Endpoint* است با این تفاوت که اگر انتخاب گردد دستگاه پس از ریختن معرف و اضافه کردن سرم و مخلوط نمودن با توجه به زمانیکه در مقابل *1st Reading* تعریف تست وارد نموده آید، یک خوانش OD انجام میدهد، این OD که در حقیقت نشان دهنده رنگ سرم است از OD نهانی تست کم می شود.

7- Double Reading

Double Reading در مقابل مد (2) **Endpoint** نشان دهنده تستهایی است که دو معرفه بوده و پس از ریختن معرف دوم می بایست در دو فاصله زمانی دو خوانش انجام می گیرد. با انتخاب این گزینه در تست مورد نظر سه فاصله زمانی مهم بوده و باید برای دستگاه مشخص شود:

- 1- فاصله زمانی بین ریختن معرف دوم پس از معرف اول که در تعریف تست در **2nd Reading** وارد می شود.
 - 2- فاصله زمانی بین ریختن معرف دوم و اولین خوانشی که می بایست سیستم انجام دهد این زمان در **1st Reading** وارد میشود.
 - 3- فاصله زمانی بین اولین خوانش و دومین خوانش سیستم، این زمان در **3rd Reading** وارد میشود.
- تفاضل **OD** دوم از **OD** اول ملاک محاسبه اینگونه تستها می باشد. دستگاه می بایست با نمونه استاندارد کالیبر شده و سپس تستها خوانده شود.

مسائلهای (روشها) و تستهای بیوشیمی

1- مساسیت حجمی: (Volume Sensitivity)

هرگونه خطا در حجم سرم یا معرف می تواند باعث بروز خطا در نتایج تستها گردد. معمولا تاثیر خطای حجمی سرم بارزتر و مهم تر از خطای حجمی معرف است.

تستهای با حجم سرم کم در مقابل خطای حجم سرم حساسترند. به عنوان مثال می توان از تستهای **Endpoint** با حجم سرم 3 لاندا ($V_s = 3\lambda$) نام برد. در یک چنین تستی 1λ خطا در V_s می تواند نتیجه تست را 30% تغییر دهد.

2- مساسیت دمایی: (Temperature Sensitivity)

تستهای **Endpoint** معمولا نسبت به دمای واکنش حساس نیستند ولی در تستهای **Kinetic** هر یک درجه سانتیگراد تغییر دما تا 10% نتیجه را تغییر می دهد. به همین دلیل کنترل دقیق دما در دقت و صحت نتایج تستهای **Kinetic** و **Delta** بسیار موثر است.

3- حساسیت فتومتری (photometric Sensitivity)

هرگونه خطا در عملکرد فتومتر سیستم می تواند نتایج را مخدوش نماید. خطای فتومتری بر روی تمامی انواع تستها موثر است ولی میزان این تاثیر بسته به محدوده خوانش OD تست کمی متفاوت است.

برای روشن شدن مطلب دو تست قند با دو معرف متفاوت را در نظر بگیرید:

$$1) \quad C_{std} = 100 \text{ mg/dl}$$

$$OD_{std} = 0.400$$

در این مورد استاندارد با غلظت 100 میلی گرم در دسی لیتر
 OD = 0.400 دارد پس اگر در خوانش OD به اندازه
 0.001 خطا داشته باشیم ضریب تغییر غلظت $\frac{0.001}{0.400}$
 خواهد بود.

$$2) \quad C_{std} = 100 \text{ mg/dl}$$

$$OD_{std} = 0.800$$

در این مورد استاندارد با غلظت 100 میلی گرم در دسی لیتر
 OD = 0.800 دارد پس با خطای OD به اندازه 0.001
 ضریب تغییر غلظت $\frac{0.001}{0.800}$ خواهیم داشت.

با مقایسه دو مورد بالا و نسبتهای 0.001 و 0.001 برای مورد یک خطای غلظت دو برابر خطای غلظت برای مورد دوم است.

$$\frac{0.001}{0.800} \quad \frac{0.001}{0.400}$$

و چون فرمول محاسباتی روشهای مختلف به ترتیب زیر است:

$$C = \text{Fact} \times OD$$

در روش Endpoint

$$C = \text{Fact} \times \Delta OD / \Delta T = \text{Fact} \times \text{slope}$$

در روش Kinetic

$$C = \text{Fact} \times \Delta OD$$

در روش Delta

به این ترتیب کوچک بودن مقدار OD در تستهای Endpoint، Slope در تستهای Kinetic و ΔOD در تستهای Delta به مفهوم حساسیت فتومتری بیشتر است.

4- حساسیت‌های شیمیایی : *chemical sensitivity*

هر تست خاص می‌تواند نسبت به حضور تداخل‌های گوناگون حساس باشد. به عنوان مثال معرف *SGOT* برای تست *LDH* یک تداخل به حساب می‌آید و به همین دلیل می‌بایست حتی الامکان از انجام متوالی این دو تست اجتناب شود. آلودگی‌های وسایل، ظرفها، سوزنهای سرم و معرف و سینی واکنش را نیز می‌توان در همین رده طبقه بندی نمود. چرا که معمولا تاثیر این آلودگی‌ها در واکنش شیمیایی تست است و می‌تواند باعث ایجاد اشکال در جواب نهائی گردد.

5- حساسیت مخلوط کردن (*Stirring Sensitivity*)

حساسیت به میزان و چگونگی مخلوط کردن در تستهای مختلف بسته به روش تست، حجم سرم و زمان خوانش تا حدودی متفاوت است. و معمولا هرچه زمان خوانش تست کوتاه تر باشد این حساسیت بیشتر است. پس تستهای *Delta* بیشترین حساسیت، پس از آن تستهای *Kinetic* و کمترین حساسیت به *Stirrer* در تستهای *Endpoint* می‌باشد.

6- حساسیت به *Carry over* (*carry over sensitivity*)

انتقال میزانی از سرم یا معرف از تستی به تست بعدی در اتوآنالایزر که معمولا به دلیل آلودگی سوزن و شیلنگ بوجود می‌آید *carry over* نامیده می‌شود. که در یک دستگاه با طراحی خوب میزان *carry over* بسیار نزدیک یا حتی مساوی صفر است. اثر *carry over* نیز با توجه به نوع تست و حجم سرم و معرف تست متفاوت است. و می‌توان گفت بیشترین تاثیر خطای *carryover* در تستهای با حجم سرم کم مشاهده می‌شود.

مراحل نصب و راه اندازی *Alpha - Classic*

1- فارغ کردن دستگاه از جعبه

جعبه دستگاه حتما از قسمت بالا باز شود. با احتیاط کامل دستگاه را خارج نمایید. مطمئن شوید که هیچ گونه فشاری به *Case* فوقانی دستگاه وارد نمی‌شود و برای جابجایی، دستگاه از زیر گرفته شده است.

2- قرار دادن بر روی محل مورد نظر

محلی که برای قرار دادن **Alpha - Classic** در نظر گرفته می شود می بایست یک میز یا قسمتی از کابینتهای آزمایشگاه باشد که حداقل سطحی معادل 50×75 سانتی متر داشته باشد. البته علاوه بر این جهت قرارگیری مانیتور، ماوس و صفحه کلید دستگاه نیز فضای مناسب در کنار آن در نظر گرفته شود. دستگاه نباید در معرض نور مستقیم آفتاب و در کنار پنجره قرار گیرد. در طرفین دستگاه نیز یک فاصله حداقل 20 سانتی متری برای جریان هوا در نظر گرفته شود. محل قرارگیری دستگاه می بایست مستحکم و عاری از هرگونه لرزشی باشد. از قرار دادن اتوانالایزر در نزدیکی دستگاههایی چون اتوکلاو، انکوباتور، بن ماری، سانتریفیوژ، شیکر، روتاتور و امثال آن خودداری فرمائید. دو عدد فن در طرفین دستگاه گردش هوای داخل سیستم را تامین می کند، همیشه صحت عملکرد این دو فن را تحت کنترل داشته باشید.

فضایی که اتوانالایزر در آن قرار می گیرد باید دمایی بین $18 - 30^{\circ}\text{C}$ و رطوبتی بین 85% - 20% داشته باشد.

3- Waste دستگاه

برای محلولهای خروجی دستگاه که ناشی از شستشوی سیستم است، می توان از یک ظرف 20 لیتری استفاده کرد و شیلنگهای فاضلاب دستگاه را در آن قرار داد و یا اینکه اگر مجرای راه آب در نزدیکی دستگاه باشد، مستقیماً شیلنگهای دستگاه را به فاضلاب آزمایشگاه وارد نمود. ولی در هر حال انتهای شیلنگ های دستگاه نمی بایست هیچگاه در آب غوطه ور باشد، چرا که باعث پس زدن آب از درون **Washing well** ها می شود.

4- اتصال به کامپیوتر

آنچه در کامپیوتر **Alpha - Classic** الزامیست:

- RAM 1G -
- CD - ROM -
- پورت RS 232 -
- Windows XP -

کامپیوتر **Alpha - Classic** امکان ویژه دیگری نیاز ندارد و یک سیستم بسیار معمولی برای این کار کفایت.

در صورتیکه می خواهید جوابها را مستقیماً از نرم افزار **Alpha - Classic** پرینت بگیرید پس می بایست یک پرینتر به کامپیوتر خود متصل نمائید.

Alpha - Classic را از طریق کابل مخصوص متصل به *power panel* دستگاه به پورت *RS 232* کامپیوتر وصل نمائید . از برقراری اتصال کامل *RS 232* مطمئن شوید ، پس بهتر است پیچهای دو طرف آن را محکم نمائید .

5- آب مقطر دستگاه

ظرف آب مقطر دستگاه را پر نمائید . سعی کنید آب مقطر را از مراکز معتبر تهیه کنید و اگر در آزمایشگاه دستگاه آب مقطر گیری دارید، از صحت عملکرد و کیفیت مناسب آب مقطر آن مطمئن شوید . جهت کنترل آب مقطر مصرفی ساده ترین روش استفاده از محلول نیترات نقره است.

6- اتصال به برق

<i>Power supply</i>	220 V AC 50/60 HZ 350 watts
<i>Fuses</i>	220 V 2A small size

منبع تغذیه مورد نیاز دستگاه ، همچنین فیوز به کار رفته در *power panel* آن در جدول بالا مشاهده می گردد .
 *استفاده از استایلایزر مطابق با ولتاژ و توان دستگاه که در جدول فوق آمده ، به عنوان یک نکته مثبت توصیه می گردد. البته این کار در مناطقی که نوسانات برق زیاد و همیشگی است ، الزامی می باشد .

7- نصب نرم افزار

کامپیوتر را روشن کرده و نرم افزار *Alpha - Classic* را از طریق *CD* همراه دستگاه نصب نمائید . *CD-ROM* را در *CD-ROM* کامپیوتر قرار داده ، بر روی *Icon* نمایان شده دوبار کلیک نمائید ، چهار پوشه باز خواهد شد. مراحل نصب نرم افزار به ترتیب زیر است :

1- کپی کردن فولدرهای *Alpha xd* و *Alpha xback* در شاخه *C (\ : C)*

2- کپی کردن فایل *qtintf 70.dll* در مسیر زیر *C : \ windows \ system *

اگر *windows* سیستم در درایوی غیر از درایو *c* بود می بایست همان درایو را انتخاب نمود .

3- کپی کردن فایل *crona* بر روی درایو *C (\ : C)* و گرفتن یک *shortcut* از این فایل بر روی *Desktop*

4- وارد کردن اعداد و مشخصات *Setting* نرم افزار طبق نمونه همراه دستگاه

8- روشن کردن دستگاه

کلید روشن و خاموش کننده دستگاه در *power panel* را در موقعیت روشن قرار دهید ، نرم افزار را با دبل کلیک بر روی آیکن آن روی *Desktop* باز نمائید . از منوی *system* با انتخاب زیر منوی *turn on* دستگاه را روشن کنید.